

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DEL EQUIPO

1. Seleccione el electrodo de vidrio recto e inserte el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

2. Dé el aparato de mano al cliente, asegurándose de que sostenga el electrodo de vidrio y no la otra.

3. Encienda la unidad pulsando el botón "H. FREQUENCY" y asegúrese de que la "H/ENERGY" esté al mínimo.

4. Seleccione poco a poco la potencia mediante "H/ENERGY".

5. Lleve a cabo el masaje facial o tratamiento con el producto correspondiente según sea necesario. Durante el proceso de tratamiento completo, asegúrese de no tocar o entrar en contacto con el electrodo de cristal que sujeta el cliente.

6. Al final del tratamiento, reduzca lentamente "H/ENERGY" a la mínima potencia y luego apague el botón "H. FREQUENCY".

7. Después de cada uso, limpie el electrodo de vidrio con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

8. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

9. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

10. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

11. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

12. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

13. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

14. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

15. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

16. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

17. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

18. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

19. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

20. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

21. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

22. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

23. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

24. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

25. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

26. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

27. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DEL EQUIPO

1. Seleccione el electrodo de vidrio recto e inserte el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

2. Dé el aparato de mano al cliente, asegurándose de que sostenga el electrodo de vidrio y no la otra.

3. Encienda la unidad pulsando el botón "H. FREQUENCY" y asegúrese de que la "H/ENERGY" esté al mínimo.

4. Seleccione poco a poco la potencia mediante "H/ENERGY".

5. Lleve a cabo el masaje facial o tratamiento con el producto correspondiente según sea necesario. Durante el proceso de tratamiento completo, asegúrese de no tocar o entrar en contacto con el electrodo de cristal que sujeta el cliente.

6. Al final del tratamiento, reduzca lentamente "H/ENERGY" a la mínima potencia y luego apague el botón "H. FREQUENCY".

7. Después de cada uso, limpie el electrodo de vidrio con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

8. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

9. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

10. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

11. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

12. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

13. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

14. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

15. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

16. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

17. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

18. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

19. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

20. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

21. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

22. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

23. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

24. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

25. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

26. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

27. Después de cada uso, limpie el mango con un paño seco y asegure el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

### ADVERTENCIA

- Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

- No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

- Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

- Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

**1.** Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

**2.** Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

### RECICLAJE

### ¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.


La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

- El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	ELECTRODO 1	10009	1
2	ELECTRODO 2	10010	1
3	ELECTRODO 3	10011	1
4	ELECTRODO 4	10012	1
5	MANÍPULO ALTA FRECUENCIA	10040	1
6	MANÍPULO GALVÁNICO	10004	2
7	CABLE GALVÁNICO		1
8	ACCESORIOS PARA GALVÁNICO	-	2
9	ACCESORIOS PARA GALVÁNICO	-	2
10	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
11	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1



**1.** Seleccione el electrodo de vidrio recto e inserte el extremo de la tapa de metal en la boquilla de salida del mango.

**2.** Dé el aparato de mano al cliente, asegurándose de que sostenga el electrodo de vidrio y no la otra.

**3.** Encienda la unidad pulsando el botón "H. FREQUENCY" y asegúrese de que la "H/ENERGY" esté al mínimo.

**4.** Seleccione poco a poco la potencia mediante "H/ENERGY".

**5.** Lleve a cabo el masaje facial o tratamiento con el producto correspondiente según sea necesario. Durante el proceso de tratamiento completo, asegúrese de no tocar o entrar en contacto con el electrodo de cristal que sujeta el cliente.

**6.** Al final del tratamiento, reduzca lentamente "H/ENERGY" a la mínima potencia y luego apague el botón "H. FREQUENCY".

### PRECAUCIÓN

- El polo del electrodo de cristal producirá una chispa cuando esté a menos de 2,5 centímetros de distancia de la piel con el instrumento encendido. En este caso, reduzca la energía de la unidad de alta frecuencia. Si el cliente aún siente la chispa, puede cubrirse la cara con un paño seco pequeño, de algodón, pero nunca con uno de nylon o sintético.

- Antes de retirar el electrodo de cristal de la piel, disminuya "ENERGY" a su valor mínimo, y luego apague la corriente antes de retirarlo de la piel.

- Los clientes no deben llevar ningún objeto de metal o joyas, todos los artículos deben ser retirados antes de comenzar cualquier tratamiento.

- Los tratamientos de alta frecuencia no deben llevarse a cabo en mujeres embarazadas o cualquier otra persona con un marcapasos (o cualquier aparato eléctrico o rítmico de regulación del corazón).

- Los productos utilizados en el tratamiento de alta frecuencia no deben contener alcohol o líquidos espirituosos con el fin de prevenir la combustión accidental derivada de la formación del arco eléctrico..

- Nunca toque el interior del ojo (globo ocular) con ningún electrodo de alta frecuencia.

- Sujete únicamente el mango de aparato de mano de alta frecuencia.




### FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	39x36x18,5
	Peso bruto (kg)	4,7
	Tamaño consola (cm)	31x17/24x13

Características de trabajo	Potencia de trabajo	12 W
	Frecuencia de trabajo (alta frec.)	650.000 GHz
	Potencia de trabajo (galvánico)	5 W
	Intensidad de trabajo (galvánico)	30 • 650 micro Amperes

Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	15 W



## WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

- Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

## EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC

## RECYCLING

## WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

## PACKAGE CONTENTS


- These components are subject to change without prior notice.

- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	ELECTRODE 1	10009	1
2	ELECTRODE 2	10010	1
3	ELECTRODE 3	10011	1
4	ELECTRODE 4	10012	1
5	HIGH FREQUENCY HANDLE	10040	1
6	GALVANIC HANDLE	10004	2
7	GALVANIC WIRES		1
8	ACCESSORIES GALVANIC	-	2
9	ACCESSORIES GALVANIC	-	2
10	MAIN UNIT	-	1
11	FEEDER CABLE	-	1



## FRONT PANEL



## TECHNICAL SHEET

Weights and sizes	Packing size (cm)	39x36x18,5
	Gross weight (kg)	4,7
	Product size (cm)	31x17/24x13
Working characteristics	Working power	12 W
	Working frequency (h. freq)	650.000 GHz
	Working power (galvanic)	5 W
	Working intensity (galvanic)	30 - 650 micro Amperes
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frecuency	50Hz/60Hz
	Rated power	15 W



FR

F-803  
Mode d'emploi  
WE-2013-F803-2

# HAUTE FRÉQUENCE ET GALVANIQUE

## ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.


## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

**1.** Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

**2.** Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

## RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

## BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.








L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	ÉLECTRODE 1	10009	1
2	ÉLECTRODE 2	10010	1
3	ÉLECTRODE 3	10011	1
4	ÉLECTRODE 4	10012	1
5	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE	10040	1
6	POIGNÉE GALVANIQUE	10004	2
7	CABLES GALVANIQUES		1
8	ACCESSOIRES GALVANIQUES	-	2
9	ACCESSOIRES GALVANIQUES	-	2
10	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
11	CÂBLE ALIMENTATION	-	1



## PANNEAU AVANT



1. Poignée haute fréquence
2. Poignée galvanique

## MODE D'EMPLOI

**1.** Branchez la source d'alimentation sur le panneau arrière.

**2.** Branchez les accessoires correctement sur le panneau avant ou arrière comme indiqué sur le schéma.

## HAUTE FRÉQUENCE

**1.** Choisissez le tuyau d'électrode en verre adapté et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche (veillez à ne pas toucher l'électrode de verre avec vos mains ou tout autre objet en métal).

Types de tuyaux d'électrode en verre:

**a.** Tuyau d'électrode en forme de champignon & utilisé sur de larges zones de peau, comme par exemple le visage, le front, le cou, etc.

**b.** Tuyau d'électrode en forme de louche & utilisé sur des zones moyennes, telles que le menton, etc.

**c.** Tuyau d'électrode en forme de balle & utilisé sur de petites zones, comme le nez, etc.


**d.** Tuyau d'électrode droit & utilisé en cas de traitement indirect.

**2.** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY» et assurez-vous que l'option «H/ENERGY» est réglée sur le minimum.

**5.** Touchez la zone de traitement avec l'électrode en verre. Vous pouvez ensuite ajuster doucement l'éjection en réglant l'option «H/ENERGY».

**6.** Au cours du traitement, veuillez réduire le niveau de rendement au niveau minimal avant tout changement d'électrode, puis ajustez lentement le niveau d'énergie et choisissez l'intensité souhaitée.

**7.** À la fin du traitement, réduisez doucement l'option «H/ENERGY» au niveau minimal puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «H.FREQUENCY» avant de retirer l'électrode du visage du client.



## USAGE INDIRECT

**1.** Choisissez l'électrode en verre droite et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche.

**2.** Donnez le combiné au client, en vous assurant que le client tient l'électrode en verre et non le manche.

**3.** Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton «H. FREQUENCY» et en vous assurant que l'option «H/ENERGY» est réglée au minimum.

**4.** Ajustez doucement l'éjection en réglant l'option «H/ENERGY»

**5.** Effectuez le massage facial ou le traitement en utilisant le produit prescrit comme demandé. Pendant toute la durée du traitement, assurez-vous de ne pas toucher ou entrer en contact avec l'électrode en verre tenue par le client.

**6.** À la fin du traitement, réduisez doucement l'option «H/ENERGY» jusqu'au minimum puis éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton «H.FREQUENCY».

## CAUTIONS

• L'électrode en verre brillera lorsque se trouve à moins de 2 cm de la peau lorsque l'instrument est allumé. Dans ce cas, réduisez l'énergie de l'appareil à haute fréquence. Si le client sent toujours l'étincelle, il peut se couvrir le visage avec une petite serviette en coton mais jamais avec une serviette en nylon ou synthétique.

• Avant de retirer l'électrode de verre de la peau, réduisez l'option «ENERGY» à son minimum puis éteignez l'appareil avant de le retirer de la peau.

• Les clients ne peuvent pas porter d'objets en métal ou de bijoux; tous les objets doivent être retirés avant de commencer le traitement.


• Les femmes enceintes ou les personnes ayant un pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur) ne peuvent pas être soumis à des traitements à haute fréquence.

• Les produits utilisés lors d'un traitement à haute fréquence ne doivent contenir ni alcool ni substance à base d'alcool afin d'empêcher toute combustion accidentelle.

• Ne touchez jamais l'intérieur de l'œil avec une électrode à haute fréquence.

• Veillez à ne toucher que la poignée du combiné à haute fréquence.

## GALVANIQUE



## CONTRE-INDICATIONS

• Pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur)

- Grossesse
- Thrombose/phlébite
- Maladies de peau
- Opération dans les six derniers mois
- Implants en silicone
- Peau hyper-sensible ou vasculaire

## AVANT LE TRAITEMENT:

**1.** La zone de traitement doit être nettoyée et séchée avant d'appliquer tout produit qui pénétrera les tissus.

**2.** Le client tient le bout en métal et le thérapeute tient la poignée de la roulette.

**3.** La polarité des sondes peut être modifiée en ajustant le bouton «LEAD» entre (+R) et (-G).

**4.** Couvrez la roulette/balle avec un bout de coton ou une éponge préalablement trempée dans une lotion adaptée (selon le traitement effectué). La lotion peut également être appliquée directement sur la peau.

## AU DÉBUT DU TRAITEMENT

**1.** Mettez la fonction «IONOS» en marche et assurez-vous que le régulateur «I/ENERGY» est réglé au rendement minimal.

**2.** Sélectionnez l'opération souhaitée en appuyant sur le bouton «LEAD».

**3.** Touchez la zone traitée avec la roulette/balle.

**4.** Ajustez doucement le bouton «I/ENERGY» jusqu'à l'intensité appropriée, lorsque le client sent une petite piqûre. Faites rouler doucement la roulette. Le coton doit retenir l'humidité au maximum pour obtenir le meilleur effet possible.

Pôle positif (anode)	Pôle négatif (cathode)
+R	-G
Rouveau/bille (+), métal pôle (-)	Rouveau/bille (-), métal pôle (+)
Des solutions de pH acide	Des solutions de pH alcalin

## CAUTIONS

• Assurez-vous à chaque utilisation que les clients retirent tous leurs bijoux, et confirmez qu'aucun implant métallique (broches, articulations, etc.) ne leur a été installée depuis leur dernier traitement.

• Les femmes enceintes et les personnes ayant une peau sensible, blessée, enflammée ou souffrant d'une expansion des vaisseaux sanguins ne doivent pas être soumises à ce traitement.

• Les clients ayant des problèmes de santé tels qu'une maladie cardiaque ou des maladies infectieuses et une peau hyper-allergique ou hyper-sensible (voir contre-indications) ne doivent pas utiliser cet instrument.

## SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	39x36x18,5
	Poids brut (kg)	4,7
	Dimensions produit (cm)	31x17/24x13
Caractéristiques de travail	Puissance de travail	12 W
	Fréquence de travail (haute fréquence)	650.000 GHz
	Puissance de travail (galvanique)	5 W
	Intensité de travail (galvanique)	30 - 650 micro Amperes
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	15 W

• Assurez-vous toujours que la surface de la peau a été largement humidifiée avec un produit conducteur.

• Lors de l'utilisation, la roulette ne doit pas entrer en contact avec l'élément en métal. Si cela se produisait, l'instrument doit être protégé et l'éjection s'arrêtera automatiquement. À cet instant, éteignez la fonction «I/ENERGY» et redémarrez l'instrument en rallumant la fonction «I/ENERGY». Lorsque vous éteignez l'instrument, veillez à éteindre la fonction «I/ENERGY» avant d'éteindre la fonction «IONOS».

## FAQ

### GALVANIQUE

Vérifiez ce qui suit si les roulettes de la sonde ne tournent pas:

- Démontez et nettoyez complètement.

• Si la roulette ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter votre revendeur.

## MAINTENANCE

### GALVANIQUE

• Prenez garde à ne pas endommager les roulettes de la sonde. N'utilisez à aucun moment de substance abrasive pour nettoyer les roulettes de la sonde ; car si la surface de la roulette se voyait endommagée, cela pourrait provoquer un dommage à la peau lors du traitement. Toute zone endommagée pourrait alors héberger des bactéries et cela rendrait la stérilisation plus difficile.


• Après le traitement, toutes les parties métalliques de la roulette doivent être nettoyées, stérilisées et séchées, puis gardées dans un endroit approprié pour éviter tout endommagement.

## HAUTE FRÉQUENCE

• Les tuyaux d'électrode en verre doivent être gardés propres et secs, et doivent être stérilisés avant ou après chaque utilisation.

## ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10009	ÉLECTRODE 1
10010	ÉLECTRODE 2
10011	ÉLECTRODE 3
10012	ÉLECTRODE 4
10024	ÉLECTRODE SPÉCIALE 1
10025	ÉLECTRODE SPÉCIALE 2
10026	ÉLECTRODE SPÉCIALE 3
10040	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE
10004	POIGNÉE GALVANIQUE
	CABLES GALVANIQUES



## WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.

- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

## EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

**1.** Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

**2.** Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EC

## RECYCLING

## WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

## PACKUNGSGEHALT

- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	ELEKTRODE 1	10009	1
2	ELEKTRODE 2	10010	1
3	ELEKTRODE 3	10011	1
4	ELEKTRODE 4	10012	1
5	HOCHFREQUENZ HANDSTÜCK	10040	1
6	GALVANISHER HANDSTÜCK	10004	2
7	KABEL GALVANISCHE	-	1
8	ZUBEHÖR GALVANISCHE	-	2
9	ZUBEHÖR GALVANISCHE	-	2
10	HAUPT-EINHEIT	-	1
11	STROMKABEL	-	1



## TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	39x36x18,5
	Bruttogewicht (kg)	4,7
	Produktabmessungen (cm)	31x17/24x13
Technische Daten	Arbeitsleistung	12 W
	Arbeitsfrequenz (hochfrequenz)	650.000 GHz
	Arbeitsleistung (galvanische)	5 W
	Arbeitsintensität (galvanische)	30 - 650 micro Amperes
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	15 W