



ES

F-316A
Manual de instrucciones
WE-2013-F316A-1

SUCCIÓN Y PULVERIZACIÓN

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.





La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE


• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	TUBO	10029	2
2	BOTELLA SPRAY	10033	2
3	MANÍPULO DE SUCCIÓN	10028	1
4	CABEZAL DE SUCCIÓN 1	10027	1
5	CABEZAL DE SUCCIÓN 2		1
6	CABEZAL DE SUCCIÓN 3		1
7	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
8	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1




PANEL FRONTAL



INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como "POWER LINE INPUT".



2. Conecte los accesorios correctamente en el panel delantero/trasero como se indica en el esquema.



3. Encienda el botón "POWER".

SUCCIÓN DE ESPINILLAS

1. Compruebe que el filtro de espuma está en su posición correcta en el mango.

2. Seleccione el botón "VACUUM" para iniciar la bomba de succión.

3. Conecte el tubo de aire de succión a las boquillas de vacío correspondientes en el lado de la máquina, y luego conecte los otros extremos de los tubos al mango de succión. Se incluyen tres cabezales de cristal, que dan la opción de realizar todo tipo de operaciones faciales de succión.



4. Ajuste la configuración de "ENERGY" y "TIMER" a sus necesidades.

5. Pulse el botón "START / PAUSE" para iniciar el tratamiento.

6. Puede ajustar el efecto de succión tapando o destapando el agujero en el lado del mango con el dedo.


NOTAS

• Normalmente, la operación no debe durar más de 5 minutos. Si el equipo se sobrecalienta, desconecte todos los botones y reinicie pasados 10 minutos.

PULVERIZACIÓN

1. Conecte un extremo del tubo de pulverización de aire a la boquilla de pulverización de salida correspondiente en el lado de la máquina, y luego conecte el otro extremo a la boquilla de entrada de la botella pequeña de pulverización. Se

suministran dos botellas de pulverización, que pueden contener diferentes líquidos para los tratamientos.



2. Ajuste la configuración de "ENERGY" y "TIMER" a sus necesidades.

3. Pulse el botón "START / PAUSE" para iniciar el tratamiento.

4. Para utilizar la botella de pulverización, simplemente cubra el agujero de la parte superior de la boquilla con el dedo índice, lo que permitirá que el líquido deseado salga de la botella de aire. Para detener el flujo de aerosol, basta con quitar el dedo de la boquilla y el vacío se romperá.

NOTAS

• Pulverice hacia abajo desde la frente durante la operación. Impida que el líquido entre en la nariz. Pida al cliente que cierre los ojos y la boca.

• Mantenga una distancia adecuada de pulverización, para que el efecto se sienta como un suave rocío sobre la piel.

• Normalmente, la operación no debe durar más de 5 minutos. Si el instrumento se sobrecalienta, apague todos los botones y reinicie después de 10 minutos.

PRECAUCIÓN

• No deje el mango en la misma parte de la piel durante mucho tiempo, ya que puede causar lesiones.

• Evite el uso en la piel irritada.

• Asegúrese siempre de que del tubo rociador se conecta a la boquilla correcta de la máquina, para evitar la aspiración accidental de cualquier solución de pulverización en la bomba, que puede dañar la bomba de la máquina y anular la garantía del fabricante.

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	37x27,5x14
	Peso bruto (kg)	3,5
	Tamaño consola (cm)	20,7x22x7
Características de trabajo	Presión de succión	0 ~ -0,07 MPa
	Tiempo de trabajo preestablecido	15 min
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	120 W

• No utilice la bomba de succión/pulverización durante períodos prolongados sin tiempo de enfriamiento entre los tratamientos, con el fin de evitar el sobrecalentamiento de la bomba y daños en la máquina. Los daños causados por el sobrecalentamiento de la bomba no están cubiertos por la garantía del fabricante.

FAQ

Si el efecto de succión se reduce:

• Vuelva a colocar los filtros de metal y los filtros de espuma.

MANTENIMIENTO

• El filtro de espuma en el mango tiene que ser cambiado cada 5 tratamientos. Desmonte el mango y reemplace el filtro. A continuación, vuelva a montar el mango.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
10029	TUBO
10033	BOTELLA SPRAY
10028	MANÍPULO DE SUCCIÓN
10027	CABEZAL DE SUCCIÓN 1
	CABEZAL DE SUCCIÓN 2
	CABEZAL DE SUCCIÓN 3

incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.

- Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	PIPE	10029	2
2	SPRAY BOTTLE	10033	2

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.




L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image

No.	PRODUIT	REF.	QTE.
1	TUYAU	10029	2
2	BOUTEILLE SPRAY	10033	2
3	POIGNEE	10028	1
4	TÊTE D'ASPIRATION 1	10027	1
5	TÊTE D'ASPIRATION 2		1
6	TÊTE D'ASPIRATION 3		1
7	UNITÉ PRINCIPALE	-	1
8	CÂBLE ALIMENTATION	-	1



ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains) ; ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes :

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

SPÉCIFICATIONS

Poids et taille	Taille de l'emballage (cm)	37x27,5x14
	Poids brut (kg)	3,5
	Dimensions produit (cm)	20,7x22x7
Caractéristiques de travail	Pression d'aspiration	0 ~ -0,07 MPa
	Temps de travail	15 min
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	120 W

Änderungen der Geräte ohne vorherige

Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen

Anleitungen Fehler finden, bitte senden

Sin

EC- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EC

RECYCLING

TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	37x27,5x14
	Bruttogewicht (kg)	3,5
	Produktabmessungen (cm)	20,7x22x7
Technische Daten	Saugdruck	0 ~ -0,07 MPa
	Voreingestellte Arbeitszeit	15 Min
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	120 W